


## 氟克殺 (Fluxapyroxad) 農藥有效成分檢驗方法

### 一、農藥結構及物理化學性質：

普通名稱：氟克殺 (CIPAC No.828)

化學名稱：3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluorobiphenyl-2-yl)pyrazole-4-carboxamide (IUPAC). 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro [1,1'-biphenyl]-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide (CAS;907204-31-3).

化學結構：



分子式： $C_{18}H_{12}F_5N_3O$

分子量：381.3

理化性質：

外觀：結晶固體。

熔點： $157^{\circ}\text{C}$ 。

蒸氣壓： $2.7 \times 10^{-6}$  mPa ( $20^{\circ}\text{C}$ ),  $8.1 \times 10^{-6}$  mPa ( $25^{\circ}\text{C}$ )。

比重：1.42 ( $20\text{-}25^{\circ}\text{C}$ )。

溶解度：水 3.44 mg/L ( $20\text{-}25^{\circ}\text{C}$ , pH 7)、丙酮  $> 250$  g/L、氰甲烷 168 g/L、二氯甲烷 146 g/L、乙酸乙酯 123 g/L、甲醇 53.4 g/L、甲苯 20.0 g/L、正庚烷 0.106 g/L, ( $20\text{-}25^{\circ}\text{C}$ )。

安定性：於 pH4、5、7、9之 $50^{\circ}\text{C}$ 水溶液中5天仍顯示安定，並且於中性水中使用人工光源照射時，沒有顯示任何的光轉化反應 (未計算半衰期)

二、劑型：水懸劑 (SC)。

三、作用：殺菌劑。

四、分析方法：

1. 適用範圍：本方法適用於氟克殺水懸劑中有效成分之定性及定量分析。

2. 檢驗方法：高效液相層析法 (High performance liquid chromatography, 簡稱 HPLC)。

2.1 裝置：

2.1.1 高效液相層析儀：

2.1.1.1 檢出器：紫外光檢出器 (Ultraviolet detector, 簡稱UV)。

2.1.1.2 層析管柱：逆相層析管柱， $4.6\text{mm} \times 250\text{mm}$ ，Cogent, C18 e Series 100A,  $5\mu\text{m}$ ，或相當等級。

2.1.2 超音波振盪裝置 (頻率 40-50 KHz)，振盪器。

2.2 試藥：

2.2.1 標準品：氟克殺，純度經標定之分析級對照用標準品。

2.2.2 氰甲烷 (Acetonitrile) 為 HPLC 級溶劑。

2.2.3 醋酸 (Acetic acid) 為試藥級。

2.2.4 去離子水 ( $18.0\text{ M}\Omega\cdot\text{cm}$  以上，經  $0.22\mu\text{m}$  濾膜過濾)。

2.2.5 0.1% 醋酸水溶液：以 1 mL 醋酸置於 1000 mL 定量瓶中，以去離子水定容至刻度，混合均勻。

## 2.3 器具及材料：

2.3.1 定量瓶 10 mL、50 mL。

2.3.2 刻度吸管。

2.3.3 量筒。

2.3.4 0.22  $\mu\text{m}$  親水性聚丙烯(Hydrophilic polypropylene)過濾膜。

## 2.4 貯存標準液 (Standard stock solution) 配製：

精確稱取已知純度之氟克殺分析級對照用標準品  $25 \pm 5 \text{ mg}$  (紀錄至 0.1 mg)，置於 50 mL 定量瓶中，加入氬甲烷 40 mL，以超音波振盪 5 分鐘，振盪完全溶解後，回至室溫，以氬甲烷定容至刻度，相當於 500  $\mu\text{g/mL}$  貯存標準液。

## 2.5 標準檢量線 (Standard calibration curve) 製作：

取 1.0、2.0、3.0、4.0、5.0 mL 之 500  $\mu\text{g/mL}$  氟克殺貯存標準液，分別置於 10 mL 定量瓶中，並以氬甲烷定容至刻度，使成 50、100、150、200、250  $\mu\text{g/mL}$  之氟克殺操作標準液 (Working standard solution)。各操作標準液分別以 0.22  $\mu\text{m}$  親水性聚丙烯過濾膜過濾後，分別取 10  $\mu\text{L}$  注入高效液相層析儀分析之，以其濃度為 X 軸、尖峰面積為 Y 軸，經迴歸分析求得標準檢量線： $y = a + bx$ ， $a$ 、 $b$  為常數。

## 2.6 檢液之配製：

將檢體充分混合後，分別稱取 3 重複含氟克殺  $75 \pm 7.5 \text{ mg}$  (紀錄至 0.1 mg) 之樣品，置於 50 mL 定量瓶中，加入 45 mL 氬甲烷，以超音波振盪 15 分鐘，回至室溫，混合均勻，以氬甲烷定容至刻度，再取此溶液 1 mL 置於 10 mL 定量瓶，以氬甲烷定容至刻度，(最後濃度約含 150  $\mu\text{g/mL}$  氟克殺)，混合均勻，並以 0.22  $\mu\text{m}$  親水性聚丙烯過濾膜過濾之，做為檢液。

## 2.7 鑑別試驗及含量測定：

### 2.7.1 儀器操作條件：

2.7.1.1 波長：230 nm。

2.7.1.2 動相：0.1% 醋酸水溶液：氬甲烷 (40：60，v/v)。

2.7.1.3 流速：1.0 mL/min。

2.7.1.4 注入量：10  $\mu\text{L}$ 。

2.7.1.5 分析溫度：40°C。

2.7.2 取操作標準液及檢液各 10  $\mu\text{L}$ ，分別注入高效液相層析儀，就操作標準液與檢液所得尖峰之滯留時間比較鑑別之，由標準檢量線計算檢液濃度：

$$x = \frac{y - a}{b}, \text{ 式中 } x \text{ 為檢液之濃度, } y \text{ 為檢液之面積,}$$

並依下式計算其含量：

有效成分 (%，w/w)


$$= \text{檢液濃度 } (\mu\text{g/mL}) \times \text{稀釋體積 (mL)} \times \frac{1\text{g}}{10^6 \mu\text{g}} \times \frac{1}{\text{檢體重 (g)}} \times 100(\%)$$

或有效成分 (g/L)

$$= \text{檢液濃度 } (\mu\text{g/mL}) \times \text{稀釋體積 (mL)} \times \frac{1\text{g}}{10^6 \mu\text{g}} \times \frac{1}{\text{檢體重 (g)}} \times \text{密度 (g/mL)} \times 1000 (\text{mL/L})$$

(註：樣品密度參照 CIPAC MT 3.3.2 密度瓶法 (Density bottle method) 進行，測試樣品於操作室溫之密度)

2.8 圖譜：



#### 五、參考文獻：

1. BCPC Online Pesticide Manual  
[http://pmonline.azurewebsites.net/\\_Main/Pesticide.aspx](http://pmonline.azurewebsites.net/_Main/Pesticide.aspx) (擷取日期：2020/04/01)
2. BASF 2009. Analytical Method AFL0792/01. Quantitative determination of the active Ingredient Reg.No.5094351 In BAS 700 04 F by HPLC. 100251(C) pp.1~14。

#### 六、品質管制：

1. 所有品質管制數據，均需保存以便參考及檢查。
2. 配製貯存標準液 (STD A) 及貯存查核標準液 (STD B) 之標準品，二者之相差應不大於 0.2 mg，若有不同來源或相同來源不同批號之標準品，應使用於查核標準液之配製。
3. 系統平衡測試：重複連續注入操作標準液 (STD A-3)，其連續 2 次注入所得之感應因子比值，皆應介於 98~102% 之間。(感應因子 = 尖峰面積 / 濃度)
4. 標準液查核：注入查核標準液 (STD B-3)，其與系統平衡測試操作標準液 (STD A-3) 注入 1 所得之感應因子比值，應介於 98~102% 之間。
5. 感應因子比值管制：操作標準液 (STD A-3) 與查核標準液 (STD B-3) 注入所得之感應因子與系統平衡測試操作標準液 (STD A-3) 注入 1 之比值應介於 98~102% 之間，若超出範圍，則應重新注入分析。
6. 貯存標準液與標準檢量線於每次同批檢驗時，新鮮配製，且不可使用超過 3 日。
7. 檢量線之線性決定係數  $r^2$  需達 0.999 或以上。
8. 檢量線查核：每注入 3 個檢液後，須注入查核標準液 (STD B-3) 查核檢量線，依所得之標準品尖峰面積代入檢量線計算標準液濃度，其與配製濃度之查核比值應介於 98~102% 之間，若超出範圍，則應重新配製標準液並製備檢量線。
9. 滯留時間管制：注入之操作標準液、查核標準液及檢液，其標準品尖峰滯留時間與進行系統平衡測試注入 1 所得之滯留時間相較，其比值應介於 98~102% 之間。
10. 每個樣品應取樣 3 重複，其分析結果相對標準差 (RSD，即 coefficient of variance) 應小於依 CIPAC 農藥成品分析方法確認指南中 Horwitz 方程式計算之可接受 RSD<sub>r</sub> 值。例如：依 Horwitz 方程式 ( $RSD_R = 2^{(1-0.5\log C)}$ )， $RSD_r = RSD_R \times 0.67$ ，30% 有效成分含量之樣品可接受 RSD<sub>r</sub> 值，計算如下：

$$C = 0.3$$

$$RSD_R = 2^{(1-0.5\log 0.3)} = 2.40$$

$$RSD_r = 2.40 \times 0.67 = 1.61$$

- 11.若有查核樣品應於有效成分檢驗後重複注入分析 2 次，並注入查核標準液(STD B-3) 查核檢量線，其管制依 8.規定。
- 12.由樣品分析結果之層析圖研判，或對分析有效成分有懷疑時，應以添加試驗、變更層析條件或其他鑑定方法加以確認。