


百克敏 (Pyraclostrobin) 農藥有效成分檢驗方法修正規定

一、農藥結構及物理化學性質：

普通名稱：百克敏(CIPAC No. 657)

化學名稱：methyl *N*-{2-[1-(4-chlorophenyl)-1*H*-pyrazol-3-yl]oxymethylphenyl}-
(Nmethoxy)carbamate (IUPAC). methyl *N*-[2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1*H*-
pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]-*N*-methoxycarbamate (CAS; 175013-18-
0)

化學結構：



分子式：C₁₉H₁₈ClN₃O₄

分子量：387.8

理化性質：

外觀：白色至米色結晶固體。

熔點：63.7-65.2°C

沸點：200°C(分解)

蒸氣壓：2.6 × 10⁻⁵ mPa (20°C)

比重：1.367 (20 - 25°C)

溶解度：水 1.9 mg/L(20°C-25°C)。正庚烷 3.7g/L、異丙醇 30.0g/L、辛醇 24.2g/L、橄欖油 28.0g/L、甲醇 100.8g/L、丙酮 >500g/L、乙酸乙酯 >500g/L、氯甲烷 >500g/L、二氯甲烷 >500g/L、甲苯 >500g/L (均為 20-25°C)。

安定性：大於 30 天 (pH 5-7, 25 °C) 安定。

水中光分解安定性：水中光分解半衰期 1.7 天。於 200°C 下分解。

二、劑型：乳劑(EC)、水懸劑(SC)、膠囊懸著劑(CS)。

三、作用：殺菌劑。

四、分析方法：(方法一)：

1. 適用範圍：本方法適用於百克敏乳劑中有效成分之定性及定量分析。

2. 檢驗方法：高效液相層析法 (High performance liquid chromatography, 簡稱 HPLC)。

2.1 裝置：

2.1.1 高效液相層析儀：

2.1.1.1 檢出器：紫外光檢出器 (Ultraviolet detector, 簡稱 UV)。

2.1.1.2 層析管柱：逆相層析管柱，4.6 mm × 250 mm (ID × L)，Nucleosil CN，5μm，或相當等級。

2.1.2 超音波振盪裝置 (頻率 40-50 KHz)，振盪器。

2.2 試藥：

2.2.1 參考物質：百克敏，純度經標定之分析級對照用參考物質。

2.2.2 四氫呋喃 (Tetrahydrofuran) 為 HPLC 級溶劑。

2.2.3 二氯甲烷 (Dichloromethane) 為 HPLC 級溶劑。

2.2.4 正庚烷 (n-Heptane) 為 HPLC 級溶劑。

2.3 器具及材料：

2.3.1 定量瓶 10 mL、50 mL、100 mL。

2.3.2 刻度吸管。

2.3.3 0.22 μm 親水性聚丙烯(Hydrophilic polypropylene)過濾膜。

2.4 貯存標準液 (Standard stock solution) 配製(STD A)：

秤取約含百克敏 50 ± 5 mg (記錄至 0.1 mg) 之已知純度分析級對照用參考物質，置於 50 mL 定量瓶中，加入 45 mL 正庚烷，以超音波振盪至完全溶解後 (約 5 分鐘)，回至室溫，以正庚烷定容至刻度，為 $1000 \mu\text{g/mL}$ 貯存標準液。

2.5 標準檢量線 (Standard calibration curve) 製作(STD A-1 ~ STD A-5)：

取 0.5、1.0、1.5、2.0、2.5 mL 之 $1000 \mu\text{g/mL}$ 百克敏貯存標準液，分別置於 10 mL 定量瓶中，以正庚烷稀釋定容至刻度，使成含 50、100、150、200、250 $\mu\text{g/mL}$ 之百克敏操作標準液 (Working standard solution)，各操作標準液以 0.22 μm 親水性聚丙烯過濾膜過濾後，分別取 20 μL 注入高效液相層析儀分析之，以其濃度為 x 軸、尖峰面積為 y 軸，經迴歸分析求得標準檢量線： $y = a + bx$ ，a、b 為常數。

2.6 檢液之配製：

將檢體充分混合後，分別秤取 3 重複約含百克敏 30 ± 5 mg (記錄至 0.1 mg) 之樣品，置於 100 mL 定量瓶中，加入 10 mL 四氫呋喃及 10 mL 二氯甲烷，以振盪器混合後，加入 70 mL 正庚烷，以超音波振盪 5 分鐘，回至室溫，以正庚烷定容至刻度，混合均勻，再取此溶液 5.0 mL 置於 10 mL 定量瓶，以正庚烷定容至刻度 (最後濃度約含 $150 \mu\text{g/mL}$ 百克敏)，並以 0.22 μm 親水性聚丙烯過濾膜過濾之，作為檢液。

2.7 鑑別試驗及含量測定：

2.7.1 儀器操作條件：

2.7.1.1 波長：278 nm。

2.7.1.2 動相：正庚烷：四氫呋喃 (90：10，v/v)。

2.7.1.3 流速：0.5 mL/min。

2.7.1.4 注入量：20 μL 。

2.7.1.5 分析溫度：室溫。

2.7.2 取操作標準液及檢液各 20 μL ，分別注入液相層析儀，就操作標準液與檢液


所得尖峰之滯留時間比較鑑別之，由標準檢量線計算檢液濃度： $x = \frac{y-a}{b}$ ，

式中 x 為檢液中百克敏濃度，y 為檢液中百克敏尖峰面積，並依下式計算其含量：

有效成分 (%，w/w)

$$= \text{檢液濃度 } (\mu\text{g/mL}) \times \text{稀釋體積 (mL)} \times \frac{1\text{g}}{10^6 \mu\text{g}} \times \frac{1}{\text{檢體重 (g)}} \times 100(\%)$$

2.8 圖譜：



五、分析方法：(方法二)

1. 適用範圍：本方法適用於百克敏乳劑、水懸劑及膠囊懸著劑中有效成分之定性及定量分析。

2. 檢驗方法：高效液相層析法(High performance liquid chromatography，簡稱 HPLC)。

2.1 裝置：

2.1.1 高效液相層析儀：

2.1.1.1 檢出器：紫外光檢出器(Ultraviolet detector，簡稱 UV)。

2.1.1.2 層析管柱：逆相層析管柱，4.6 mm × 250 mm (ID × L)，Hypersil BDS C18，5μm，或相當等級。

2.1.2 超音波振盪裝置(頻率 40-50 KHz)，振盪器。

2.2 試藥：

2.2.1 參考物質：百克敏，純度經標定之分析級對照用參考物質。

2.2.2 氫甲烷 (Acetonitrile) HPLC 級溶劑。

2.2.3 硫酸 (Sulfuric acid)，以去離子水稀釋為 0.5 M 備用。

2.2.4 去離子水 (18.0 MΩ.cm 以上，經 0.22 μm 濾膜過濾)。

2.2.5 稀釋溶劑：氫甲烷：去離子水 (30：20，v/v)。

2.3 器具及材料：

2.3.1 定量瓶 10 mL、25 mL、50 mL、100 mL。

2.3.2 刻度吸管。

2.3.3 0.22 μm 親水性聚丙烯(Hydrophilic polypropylene)過濾膜。

2.4 貯存標準液 (Standard stock solution) 配製(STD A)：

秤取約含百克敏 25 ± 5 mg (記錄至 0.1 mg) 之已知純度分析級對照用參考物質，置於 25 mL 定量瓶中，加入 20 mL 氫甲烷，以超音波振盪至完全溶解後(約 5 分鐘)，回至室溫，以氫甲烷定容至刻度，為 1000 μg/mL 貯存標準液。

2.5 標準檢量線 (Standard calibration curve) 製作(STD A-1 ~ STD A-5)：

取 0.5、1.0、1.5、2.0、2.5 mL 之 1000 μg/mL 百克敏貯存標準液，分別置於 10 mL 定量瓶中，以稀釋溶劑稀釋定容至刻度，使成含 50、100、150、200、250 μg/mL 之百克敏操作標準液 (Working standard solution)，各操作標準液以 0.22 μm 親水性聚丙烯過濾膜過濾後，分別取 10 μL 注入高效液相層析儀分析之，以其濃度為 x 軸、尖峰面積為 y 軸，經迴歸分析求得標準檢量線： $y = a + bx$ ，a、b 為常數。

2.6 檢液之配製：

將檢體充分混合後，分別秤取 3 重複約含百克敏 75 ± 7.5 mg (記錄至 0.1 mg) 之樣品，置於 50 mL 定量瓶中，加入 40 mL 氫甲烷，以超音波振盪 5 分鐘，回至室溫，以氫甲烷定容至刻度，混合均勻，再取此溶液 1.0 mL 置於 10 mL 定量瓶，以氫甲烷定容至刻度(最後濃度約含 150 μg/mL 百克敏)，並以 0.22 μm 親水性聚丙烯過濾膜過濾之，作為檢液。

2.7 鑑別試驗及含量測定：

2.7.1 儀器操作條件：

2.7.1.1 波長：260 nm。

2.7.1.2 動相：氫甲烷：去離子：0.5 M 硫酸 (660：340：5，v/v/v)。

2.7.1.3 流速：1.0 mL/min。

2.7.1.4 注入量：10 μL。

2.7.1.5 分析溫度：40℃。

2.7.2 取操作標準液及檢液各 10 μL，分別注入高效液相層析儀，就操作標準液與檢液所得尖峰之滯留時間比較鑑別之，由標準檢量線計算檢液濃度：x


$= \frac{y-a}{b}$ ，式中 x 為檢液中百克敏濃度，y 為檢液中百克敏尖峰面積，並依

下式計算其含量：

有效成分 (%，w/w)

$$= \text{檢液濃度 } (\mu\text{g/mL}) \times \text{稀釋體積 (mL)} \times \frac{1\text{g}}{10^6 \mu\text{g}} \times \frac{1}{\text{檢體重 (g)}} \times 100(\%)$$

2.8 圖譜：



六、參考文獻：

1. 百克敏 (Pyraclostrobin) 農藥有效成分檢驗方法，農業部動植物防疫檢疫署改制前行政院農業委員會動植物防疫檢疫局 98 年 4 月 13 日防檢三字第 0981484409 號公告。
2. BCPC Online Pesticide Manual.
http://pmonline.azurewebsites.net/_Main/Pesticide.aspx (擷取日期：2022/02/17)

七、品質管制：

1. 所有品質管制數據，均需保存以便參考及檢查。
2. 配製貯存標準液 (STD A) 及貯存查核標準液 (STD B) 之參考物質，其稱取量應為 25 ± 5 mg，且二者之相差應不大於 0.2 mg，若有不同來源或相同來源不同批號之參考物質，應使用於查核標準液之配製。
3. 系統平衡測試：重複連續注入操作標準液 (STD A-3)，其連續 2 次注入所得之感應因子比值，皆應介於 98 ~ 102% 之間。(感應因子 = 尖峰面積 / 濃度)
4. 標準液查核：注入查核標準液 (STD B-3)，其與系統平衡測試操作標準液 (STD A-3) 注入 1 所得之感應因子比值，應介於 98 ~ 102% 之間。
5. 感應因子比值管制：操作標準液 (STD A-3) 與查核標準液 (STD B-3) 注入所得之感應因子與系統平衡測試操作標準液 (STD A-3) 注入 1 之比值應介於 98 ~ 102% 之間，若超出範圍，則應重新注入分析。
6. 貯存標準液與標準檢量線於每次同批檢驗時，新鮮配製，且不可使用超過 3 日。
7. 檢量線之線性相關係數平方值 r^2 需達 0.999 或以上。
8. 檢量線查核：每注入 3 個檢液後，須注入查核標準液 (STD B-3) 查核檢量線，依所得之參考物質尖峰面積代入檢量線計算標準液濃度，其與配製濃度之查核比值應介於 98 ~ 102% 之間，若超出範圍，則應重新配製標準液並製備檢量線。
9. 滯留時間管制：注入之操作標準液、查核標準液及檢液，其參考物質尖峰滯留時間與進行系統平衡測試注入 1 所得之滯留時間相較，其比值應介於 98 ~ 102% 之間。

- 10.每個樣品應取樣 3 重複，其分析結果相對標準差 (RSD, 即 coefficient of variance) 應小於依 CIPAC 農藥成品分析方法確認指南中 Horwitz 方程式計算之可接受 RSD_r 值。例如：依 Horwitz 方程式 ($RSD_R = 2^{(1-0.5\log C)}$), $RSD_r = RSD_R \times 0.67$), 23.6% 有效成分含量之樣品可接受 RSD_r 值，計算如下：

$$C = 0.236$$

$$RSD_R = 2^{(1-0.5\log 0.236)} = 2.49$$

$$RSD_r = 2.49 \times 0.67 = 1.67$$

- 11.若有查核樣品應於有效成分檢驗後重複注入分析 2 次，並注入查核標準液(STD B-3) 查核檢量線，其管制依 8.規定。
- 12.由樣品分析結果之層析圖研判，或對分析有效成分有懷疑時，應以添加試驗、變更層析條件或其他鑑定方法加以確認。