


## 賽安勃 (Cyantraniliprole) 農藥有效成分檢驗方法

### 一、農藥結構及物理化學性質：

普通名稱：賽安勃 (CIPAC No.998)

化學名稱：3-bromo-1-(3-chloro-2-pyridyl)-4'-cyano-2'-methyl-6'-(methylcarbamoyl)pyrazole-5-carboxanilide (IUPAC). 3-bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-*N*-[4-cyano-2-methyl-6-[(methylamino)carbonyl]phenyl]-1*H*-pyrazole-5-carboxamide (CAS; 736994-63-1).

化學結構：



分子式： $C_{19}H_{14}BrClN_6O_2$

分子量：473.7

理化性質：

外觀：白色無臭粉末。

熔點：224 °C。

蒸氣壓： $5.13 \times 10^{-12}$  mPa(20°C)。

解離常數：pKa8.87 (20 ~ 25°C)。

比重：1.3835 (20 ~ 25°C)。

溶解度：水 14.2 mg/L (20 ~ 25°C)。丙酮 6.54 g/L、氯甲烷 2.45 g/L、二氯甲烷 5.05 g/L、乙酸乙酯 1.96 g/L、甲醇 4.73 g/L、正辛醇 0.79 g/L、鄰二甲苯 0.29 g/L、己烷 0.067 mg/L (均為 20 ~ 25°C)。

安定性：20°C時水解半衰期 261 天 (pH 4)，61 天 (pH 7)，1.8 天 (pH 9)。

水中光分解安定性：水中光分解半衰期 0.22 天。

二、劑型：濃懸乳劑 (SE)、水分散性油懸劑 (OD)。

三、作用：殺蟲劑。

四、分析方法：

1. 適用範圍：本方法適用於賽安勃濃懸乳劑及水分散性油懸劑中有效成分之定性及定量分析。

2. 檢驗方法：高效液相層析法 (High performance liquid chromatography，簡稱 HPLC)。

2.1 裝置：

2.1.1 高效液相層析儀：

2.1.1.1 檢出器：紫外光檢出器 (Ultraviolet detector，簡稱 UV)。

2.1.1.2 層析管柱：逆相層析管柱，4.6 mm × 250 mm (ID × L)，Gemini-NX C18，110A，5 μm，或相當等級。

2.1.2 超音波振盪裝置 (頻率 40-50 KHz)，振盪器。

2.2 試藥：

2.2.1 參考物質：賽安勃，純度經標定之分析級對照用參考物質。

- 2.2.2 氰甲烷 (Acetonitrile) 為 HPLC 級溶劑。
- 2.2.3 磷酸 (Phosphoric acid) 為分析級試藥，85 %。
- 2.2.4 去離子水 ( $\geq 18.0 \text{ M}\Omega\text{-cm}$  以上，經  $0.22 \mu\text{m}$  濾膜過濾)。
- 2.2.5 四氫呋喃 (Tetrahydrofuran) 為 HPLC 級溶劑。
- 2.2.6 稀釋溶劑：氰甲烷：四氫呋喃 (80：20，v/v)
- 2.3 器具及材料：
- 2.3.1 定量瓶 10 mL、50 mL、100 mL。
- 2.3.2 刻度吸管。
- 2.3.3  $0.22 \mu\text{m}$  親水性聚丙烯 (Hydrophilic polypropylene) 過濾膜。
- 2.4 貯存標準液 (Standard stock solution) 配製 (STD A)：
- 秤取約含賽安勃  $25 \pm 5 \text{ mg}$  (記錄至  $0.1 \text{ mg}$ ) 之已知純度分析級對照用參考物質，置於 50 mL 定量瓶中，加入 40 mL 稀釋溶劑，以超音波振盪至完全溶解後 (約 15 分鐘)，回至室溫，以稀釋溶劑定容至刻度，為  $500 \mu\text{g/mL}$  貯存標準液。
- 2.5 標準檢量線 (Standard calibration curve) 製作 (STD A-1~STD A-5)：
- 取 1.0、2.0、3.0、4.0、5.0 mL 之  $500 \mu\text{g/mL}$  賽安勃貯存標準液，分別置於 10 mL 定量瓶中，以稀釋溶劑稀釋定容至刻度，使成含 50、100、150、200、250  $\mu\text{g/mL}$  之賽安勃操作標準液 (Working standard solution)。各操作標準液以  $0.22 \mu\text{m}$  親水性聚丙烯過濾膜過濾後，分別取  $10 \mu\text{L}$  注入高效液相層析儀分析之，以其濃度為 x 軸、尖峰面積為 y 軸，經迴歸分析求得標準檢量線： $y = a + bx$ ，a、b 為常數。
- 2.6 檢液之配製：
- 將檢體充分混合後，分別秤取 3 重複約含賽安勃  $30 \pm 3 \text{ mg}$  (記錄至  $0.1 \text{ mg}$ ) 之樣品，置於 100 mL 定量瓶中，加入 20 mL 四氫呋喃後混合均勻，再加入約 70 mL 氰甲烷，以超音波振盪 15 分鐘至樣品完全溶解後，回至室溫，以氰甲烷定容至刻度，混合均勻，再取此溶液 5 mL 置於 10 mL 定量瓶中，以稀釋溶劑定容至刻度 (最後濃度約含  $150 \mu\text{g/mL}$  賽安勃)，混合均勻，並以  $0.22 \mu\text{m}$  親水性聚丙烯過濾膜過濾之，做為檢液。
- 2.7 鑑別試驗及含量測定：
- 2.7.1 儀器操作條件：
- 2.7.1.1 波長： $260 \text{ nm}$ 。
- 2.7.1.2 動相：(A)：pH2.5 磷酸水溶液 (水以磷酸調整 pH 值為 2.5)。  
(B)：氰甲烷。
- 2.7.1.3 流速： $1.0 \text{ mL/min}$ 。
- 2.7.1.4 注入量： $10 \mu\text{L}$ 。
- 2.7.1.5 分析溫度： $40^\circ\text{C}$ 。
- 2.7.1.6 動相梯度：
- | Mins | A (%) | B (%) |
|------|-------|-------|
| 0    | 83    | 17    |
| 25   | 41    | 59    |
| 30   | 5     | 95    |
| 33   | 83    | 17    |
| 40   | 83    | 17    |
- 2.7.2 取操作標準液及檢液各  $10 \mu\text{L}$ ，分別注入高效液相層析儀，就操作標準液與檢液所得尖峰之滯留時間比較鑑別之，由標準檢量線計算檢液濃度： $x =$


$\frac{y-a}{b}$ ，式中 x 為檢液中賽安勃濃度，y 為檢液中賽安勃尖峰面積，並依下式

計算其含量：

有效成分(%，w/w)

$$= \text{檢液濃度 } (\mu\text{g/mL}) \times \text{稀釋體積 (mL)} \times \frac{1\text{g}}{10^6 \mu\text{g}} \times \frac{1}{\text{檢體重 (g)}} \times 100(\%)$$

2.8 圖譜：



#### 五、參考文獻：

1. BCPC Online Pesticide Manual. [http://pmonline.azurewebsites.net/\\_Main/Pesticide.aspx](http://pmonline.azurewebsites.net/_Main/Pesticide.aspx) (擷取日期：2023/01/11)
2. PPDB：Pesticide Properties Database. <https://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/Reports/1662.htm> (擷取日期：2023/01/11)
3. David E. Brennan, Joseph P. McClory. 2008. Determination of DPX-HGW86 in technical grade DPX-HGW86 and DPX-HGW86 end-use products. E.I. DuPont de Nemours and Company. 33pp.

#### 六、品質管制：

1. 所有品質管制數據，均需保存以便參考及檢查。
2. 建議使用不同來源或相同來源不同批號之參考物質做為查核參考物質，配製貯存標準液 (STD A) 及貯存查核標準液 (STD B) 之參考物質，其秤取量應為  $25 \pm 5$  mg，且二者之相差應不大於 0.2 mg。
3. 系統平衡測試：重複連續注入操作標準液 (STD A-3)，其連續 2 次注入所得之感應因子比值，皆應介於 98 ~ 102% 之間。(感應因子 = 尖峰面積 / 濃度)
4. 標準液查核：注入查核標準液 (STD B-3)，其與系統平衡測試操作標準液 (STD A-3) 注入 1 所得之感應因子比值，應介於 98 ~ 102% 之間。
5. 感應因子比值管制：操作標準液 (STD A-3) 與查核標準液 (STD B-3) 注入所得之感應因子與系統平衡測試操作標準液 (STD A-3) 注入 1 之比值應介於 98 ~ 102% 之間，若超出範圍，則應重新注入分析。
6. 貯存標準液與標準檢量線於每次同批檢驗時，新鮮配製，且不可使用超過 3 日。
7. 檢量線之線性相關係數平方值  $r^2$  需達 0.999 或以上。
8. 檢量線查核：每注入 3 個檢液後，須注入查核標準液 (STD B-3) 查核檢量線，依所得之參考物質尖峰面積代入檢量線計算標準液濃度，其與配製濃度之查核比值應

介於 98 ~ 102% 之間，若超出範圍，則應重新配製標準液並製備檢量線。

9. 滯留時間管制：注入之操作標準液、查核標準液及檢液，其參考物質尖峰滯留時間與進行系統平衡測試注入 1 所得之滯留時間相較，其比值應介於 98 ~ 102% 之間。
10. 每個樣品應取樣 3 重複，其分析結果相對標準差 (RSD, 即 coefficient of variance) 應小於依 CIPAC 農藥成品分析方法確認指南中 Horwitz 方程式計算之可接受 RSD<sub>r</sub> 值。例如：依 Horwitz 方程式 ( $RSD_R = 2^{(1-0.5\log C)}$ ),  $RSD_r = RSD_R \times 0.67$ )，10.26% 有效成分含量之樣品可接受 RSD<sub>r</sub> 值，計算如下：  
     $C = 0.1026$   
     $RSD_R = 2^{(1-0.5\log 0.1026)} = 2.82$   
     $RSD_r = 2.82 \times 0.67 = 1.89$
11. 若有查核樣品應於有效成分檢驗後重複注入分析 2 次，並注入查核標準液(STD B-3) 查核檢量線，其管制依 8.規定。
12. 由樣品分析結果之層析圖研判，或對分析有效成分有懷疑時，應以添加試驗、變更層析條件或其他鑑定方法加以確認。